

geneo X premium

**A bubbled up  
experience  
for everyone**



Pollogen

by  Lumenis

by swiss beauty point 

**geneo X das bahnbrechende Gesichtsbearbeitungssystem, das natürlich verschönernde Prozesse in Ihrer Haut auslöst. Es basiert auf dem natürlichsten und wichtigsten Element - Sauerstoff!**

geneo X führt erfolgreiche und äusserst wirksame Technologien zusammen: OxyGeneo, TriPollar Radiofrequenz, ESA und Ultraschall. Jede Technologie kann separat eingesetzt werden, potentiell ihre Wirkung jedoch um das Vielfache in Kombination mit den anderen Technologien.

Eine Vielzahl natürlicher Formulierungen mit auserlesenen Wirkstoffen decken alle Hautbedürfnisse ab.

Die Behandlungen zeigen sofortige und langanhaltende Ergebnisse - für jedes Alter, jeden Hautzustand und jede Jahreszeit. Entdecken Sie ihre Einzigartigkeit!



## Das ist Oxfoliation

**Setzen Sie die natürlichen Superkräfte in Ihrem Körper frei!**

Die Oxygeneo-Technologie entfaltet sich in den patentierten OxyPods, welche das physiologische Phänomen des Bohr-Effektes nachahmen.

Während der Behandlung entsteht CO<sub>2</sub>, welches den natürlichen CO<sub>2</sub>-Level auf der Haut erhöht und dadurch die Durchblutung und die Sauerstoffzufuhr aktiviert.

Diese erhöhte Durchblutung verbessert die Mikrozirkulation, aktiviert die Zellaktivität und versorgt die Haut mit neuer Energie und Vitalität.



**OXYGENEO**

Die patentierte Technologie besitzt eine dreifache Wirkung, welche die Haut von innen heraus erneuert. Sie erhöht den Sauerstoffgehalt in der Haut und exfoliiert sie gleichzeitig. Die Wirkstoffaufnahme wird dadurch intensiviert und die Aktivstoffe des gewählten OxyPods entfalten ihre Wirkung optimal. Ein strahlendes Hautbild ist das sofortige Resultat.



# Die Behandlungen

Die ganzheitlichen Behandlungsprotokolle umfassen hautstraffende und verjüngende TriPollar RF- und ESA-Technologien. Um die Haut wieder ins Gleichgewicht zu bringen wird der Ultraschall eingesetzt und mit einer entspannenden, strukturierenden Neo-Massage wird die Behandlung abgeschlossen.



## TriPollar® Radiofrequenz (RF)

Förderung der Hauterneuerung durch kontrollierte Erwärmung der Dermis zur Stimulierung der Kollagen- und Elastinproduktion mittels fokussierter Radiofrequenzenergie.



## Electrical Skin Activation (ESA)

ESA ist eine einzigartige Technologie die auf die tiefen Hautschichten einwirkt, um die natürlichen Regenerationsmechanismen zu aktivieren und die schlafenden Zellen zu neuem Leben zu erwecken. ESA ist die Technologie zur Verbesserung der Hautelastizität durch gleichzeitige Anwendung von elektrischen Impulsen und RF-Energie.



## Ultraschall

Verbessert die Durchblutung und erhöht die Absorption von Wirkstoffen durch Ultraschallwellen die Vibrationen erzeugen und so mehr Raum zwischen den Epidermiszellen bewirken. Dadurch können die Wirkstoffe tiefer in die Haut eindringen und sich besser entfalten.



## Neo-Massage

Sie wurde entwickelt, um Rötungen, Hautspannungen oder Schwellungen zu reduzieren, während sie die Aufnahme der wohltuenden Wirkstoffe fördert.



# Eine Welt voller natürlicher Inhaltsstoffe für strahlende und gesunde Haut



Der OxyPod ist eine Kapsel mit hochwirksamen Wirkstoffen, die durch eine bahnbrechende patentierte Technologie freigesetzt werden. Aktiviert durch das einzigartige geneo Primer Gel, fördert der OxyPod die natürliche Sauerstoffzufuhr von innen, exfoliert die Haut und versorgt sie mit Nährstoffen. Um die Wirkung zu verstärken, wird die Behandlung mit den ausserlesenen Aktivstoffen des geneo Serums abgeschlossen.

Alle OxyPod-Formulierungen sind auf natürlichen und fair gewonnenen Wirkstoffen aufgebaut, deren Wirksamkeit bis zu ihrem Einsatz erhalten bleiben. Die OxyPods und Seren sind klinisch getestet und enthalten keine künstlichen Farbstoffe oder Konservierungsmittel.

**Lassen auch Sie sich davon begeistern!**

## Technische Daten:

Masse	H: 43 x L: 51 x T: 23 cm
Gewicht	ca. 9 Kg
Eingangsspannung Netzteil	100 - 240V, 50/60Hz, 0.8 - 1.5A
Ausgangsspannung Netzteil	24VDC, 2.5A
Behandlungs-Raumtemperatur	5 - 30° C
Luftfeuchtigkeit	20 - 80% relative Luftfeuchtigkeit
Luftdruck	80 - 106 KPA
Oxygeneo / Massage Handstück	300 - 1800 +/- 10% Umdrehungen / Min.
Max. Ausgangsleistung RF	bis zu 9W
RF Ausgangsfrequenz	1MHz
ESA Pulslänge	20 - 200 µS
ESA Pulsfrequenz	0.78 - 3.13 Hz
US Ausgangsleistung	bis zu 1W / cm <sup>2</sup>
US Ausgangsfrequenz	1 MHz
Ausgangsleistungskontrolle	Pulsweitenmodulation (PWM)

Exklusiver Vertrieb für die Schweiz:

swiss beauty point 

**swiss beauty point | Tobas GmbH**

Grindelstrasse 12 | 8303 Bassersdorf | Tel. 044 803 22 11

[www.swissbeautypoint.ch](http://www.swissbeautypoint.ch) | [office@tobas.ch](mailto:office@tobas.ch)